

DATENBLATT

Mediware chirurgischer Mundschutz mit Ohrschlaufen, 3-lagig

PRODUKTBILDER



PRODUKTBESCHREIBUNG

Aus zellulose Filterfolie

- Hochwertiges PP-Vlies, 3-lagig
- Resistent gegen Aerosole, Flüssigkeiten und Blut
- Ausgezeichnete Filterleistung 98 % BFE
- Mit latexfreien Ohrschlaufen.
- Integrierter Nasenbügel ,anatomisch einstellbar für guten Sitz
- Zum einmaligem Gebrauch
- Ideal für den OP
- Geeignet als Fremdschutz vor Tröpfcheninfektion

EN 14683:2019 + AC:2019. Typ IIR

Farbe: eine Seite: blau / eine Seite: weiß

MediWare Mundschutz TYP IIR, 3-lagig aus PP.

Der Mundschutz Typ IIR ist eine OP-Maske mit ausgezeichneter Filterwirkung.

Das „R“ in der Bezeichnung zeigt an, dass der Mundschutz resistent gegen Aerosole, Flüssigkeiten und Blut ist.

Die Maske erfüllt somit alle Anforderungen für den medizinischen Gebrauch - auch für OP-Bereiche geeignet.

Das Material ist weich und angenehm zu tragen.

VARIANTEN

Typ	UK	PZN	REF	VE
OP-Mundschutz mit Ohrschlaufen	200 Stück	16511139	H7 50991	50 Stück

DATENBLATT (Fortsetzung)

Typ	UK	PZN	REF	VE
OP-Mundschutz mit Bändern	200 Stück	16511145	H7 509	50 Stück

DATENBLATT - BESTELLFORMULAR

Mediware chirurgischer Mundschutz mit Ohrschlaufen, 3-lagig

BESTELLLISTE (VOM KUNDEN AUSZUFÜLLEN)

Artikel	REF	VE	Menge

zzgl. gesetzl. MwSt.

Persönliche Angabe:

Kundennummer:

Firma:

Vorname / Nachname:

E-Mail:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Hiermit bestelle ich verbindlich:

Stempel / Adresse

Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs. Unsere gültigen AGBs finden Sie unter: <https://www.servoprax.de/en/terms-and-conditions--/>