

DATENBLATT**Lifeguard Multi Trauma Bandage****PRODUKTBILDER****PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die Multi Trauma Bandage wurde entwickelt, um eine Vielzahl von verschiedenen Verletzungsmustern mit einer Bandage versorgen zu können. Der Druckpunkt dient der optimalen Anlage eines Druckverbandes, die doppelte Wundauflage kann für großflächige Verletzungen (z. B. im Abdomen) verwendet werden oder aber für die gleichzeitige Versorgung von Ein- und Austrittswunden.

Die Verwendung der Multi Trauma Bandage ist intuitiv, da sie wie jeder normale Verband gewickelt wird. Mit Hilfe der eingearbeiteten Klettstreifen wird ein Verrutschen oder Abrollen verhindert.

Die Multi Trauma Bandage ist einzeln steril und vakuumverpackt.

VARIANTEN

Masse	UK	REF	VE
10 cm x 4,5 m (elastisch)	100 Stück	N7 MTB4	1 Stück
15 cm x 4,5 m (elastisch)	100 Stück	N7 MTB6	1 Stück

DATENBLATT - BESTELLFORMULAR

Lifeguard Multi Trauma Bandage

BESTELLLISTE (VOM KUNDEN AUSZUFÜLLEN)

Artikel	REF	VE	Menge

zzgl. gesetzl. MwSt.

Persönliche Angabe:

Kundennummer:

Firma:

Vorname / Nachname:

E-Mail:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Hiermit bestelle ich verbindlich:

Stempel / Adresse

Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs. Unsere gültigen AGBs finden Sie unter: <https://www.servoprax.de/en/terms-and-conditions--/>