

**DATENBLATT****SERVOspin Smart Mikro-Hämatokrit Zentrifuge****PRODUKTBILDER****PRODUKTBESCHREIBUNG**

Kompakte Mikro-Hämatokrit Zentrifuge mit Wechselrotoren für Micro Gefäße.

Die SERVOspin SMARTpro Mikro-Hämatokrit Zentrifuge ist eine Hochdrehzahl-Tischzentrifuge für die Bestimmung des Hämatokrit-Wertes. Bis heute gilt die Bestimmung des Hämatokrit-Wertes (prozentualer Volumenanteil der Zellen im Blut) durch Zentrifugation als Gold-Standard (DIN 58933-1). Ausgerüstet mit einem geräuscharmen Motor, beschleunigt die SERVOspin SMARTpro Mikro-Hämatokrit Zentrifuge den Rotor auf 12.000 min<sup>-1</sup> was einem maximalen RCF von 9660 G entspricht. Das klare Design ermöglicht eine intuitive Handhabung durch den Anwender. Die Verriegelung des Deckels wird elektronisch überwacht und ist mit einer automatischen Not-Bremsfunktion gekoppelt. Das bietet größtmöglichen Komfort und Sicherheit für den Anwender. Ein 12-fach Hämatokrit-Rotor mit HKT Auswertekarte, ein Spenderröhrchen mit 100 Kapillaren, eine Platte mit Verschlusswachs, zwei Wechselrotoren für Mini-Zentrifugengefäße, sowie eine ausführliche Bedienungsanleitung sind im Lieferumfang enthalten.

**Die Vorteile auf einen Blick**

- Einfache, intuitive Bedienung
- Laufzeit und Drehzahl einstellbar
- Geräuscharmer Motor
- Elektronisch überwachte Deckelverriegelung
- 24 Monate Garantie

Technische Daten:

Drehzahl: 500 - 12000 U/min

Drehzahlschritte: 500 U/min

Max. RCF = Zentrifugalkraft: 9660 G

Laufzeit: 1 bis 99 min

Rotorausstattung: HKT Rotor, Winkelrotor, Streifenrotor, Adapter Set

Abmessung: 264 x 229 x 120 mm

Netzspannung: 85-264 Volt/ 50/60 Hz/ 45 Watt

Gewicht: 2 kg

WEEE Registrierungs-Nr. des Herstellers: DE74434443



**VARIANTEN**

<b>Typ</b>	<b>REF</b>	<b>VE</b>
SERVOspin SMARTpro Mikro-Hämatokrit Zentrifuge	H7 680	1 Stück

**DATENBLATT - BESTELLFORMULAR**

**SERVOspin Smart Mikro-Hämatokrit Zentrifuge**

**BESTELLISTE (VOM KUNDEN AUSZUFÜLLEN)**

Artikel	REF	VE	Menge

zzgl. gesetzl. MwSt.

**Persönliche Angabe:**

Kundennummer:

---

Firma:

---

Vorname / Nachname:

---

E-Mail:

---

Straße, Hausnummer:

---

PLZ, Ort:

---

**Hiermit bestelle ich verbindlich:**

Stempel / Adresse

\_\_\_\_\_  
Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs. Unsere gültigen AGBs finden Sie unter: <https://www.servoprax.de/en/terms-and-conditions--/>