

DATENBLATT

Lifeguard VACQ-Splint Vakuumschienen

PRODUKTBILDER



PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit den VACQ-SPLINT Vakuumschienen können die Extremitäten schonend immobilisiert werden. Jede Schiene hat eine Stärke von 2,2 cm, besteht aus robustem Material und beinhaltet mehrere Kammern, um eine Granulatverschiebung zu vermeiden und sind somit schnell einsatzbereit. Wie bei unserer VACQ-BLUE II Vakuummatratze auch verfügt jede Schiene über die Möglichkeit der Eigentümerkennzeichnung durch ein verschließbares Einschubfach. Die Schienen sind röntgenstrahlendurchlässig sowie MRT- und CT-tauglich.

Technische Daten:

VACQ-Splint Set REF: N8 7560

Maße: 56 x 36 x 16 cm (L x B x H), Gewicht: ca. 3,5 kg

VACQ-Splint Beinschiene REF: N8 7561

Länge: 100 cm, Breite oben: 64 cm, Breite unten: 70 cm, Gewicht: 1,9 kg

VACQ-Splint Knöchelschiene REF: N8 7562

Länge: 40 cm, Breite oben: 70 cm, Breite unten: 53 cm, Gewicht: 0,7 kg

VACQ-Splint Armschiene REF: N8 7563

Länge: 75 cm, Breite oben: 33 cm, Breite unten: 55 cm, Gewicht: 0,9 kg

VARIANTEN

Typ	REF	VE
VACQ-Splint Set bestehend aus Arm-, Bein-, Knöchelschiene,	N8 7560	1 Set

DATENBLATT (Fortsetzung)

Typ	REF	VE
VACQ-Splint Beinschiene Multikammer (ohne Pumpe)	N8 7561	1 Stück
VACQ-Splint Knöchelschiene Multikammer (ohne Pumpe)	N8 7562	1 Stück
VACQ-Splint Armschiene Multikammer (ohne Pumpe)	N8 7563	1 Stück
Vakuum-Handpumpe	N8 7570	1 Stück

DATENBLATT - BESTELLFORMULAR

Lifeguard VACQ-Splint Vakuumschienen

BESTELLISTE (VOM KUNDEN AUSZUFÜLLEN)

Artikel	REF	VE	Menge

zzgl. gesetzl. MwSt.

Persönliche Angabe:

Kundennummer:

Firma:

Vorname / Nachname:

E-Mail:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Hiermit bestelle ich verbindlich:

Stempel / Adresse

Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs. Unsere gültigen AGBs finden Sie unter: <https://www.servoprax.de/en/terms-and-conditions--/>