

DATENBLATT

CLEARTEST Chlamydia, Kassettenschnelltest

PRODUKTBILDER



PRODUKTBESCHREIBUNG

Qualitativer Nachweis des Chlamydien-Antigens

Der Chlamydien-Kassetten-Schnelltest ist ein Abstrichtest für die professionelle Anwendung zum qualitativen Nachweis des Chlamydien-Antigens anhand von Proben aus Zervixabstrichen bei Frauen, Harnröhrenabstrichen und Urinproben bei Männern.

Was ist Chlamydia trachomatis?

Chlamydia trachomatis sind Bakterien, die sich gern in Zellen von Schleimhäuten im Augen-, Atemwegs- oder Genitalbereich einlagern. Mit einer Größe von nur 0,5 µm gehören sie mit zu den kleinsten Bakterien überhaupt. Eine Infektion im Urologie- oder Genitalbereich kann sich durch Schmerzen beim Wasserlassen oder genitalen Ausfluss bemerkbar machen.

Besser testen!

Die Krankheit kann - wenn sie nicht mit Antibiotika behandelt wird - chronisch werden. Unbehandelte Infektionen können neben vielen anderen Beschwerden, sowohl zur Unfruchtbarkeit bei Frauen als auch zur Zeugungsunfähigkeit bei Männern führen. Bei möglichen Symptomen wie z. B. bei Frauen vermehrter vaginaler Ausfluss (evtl. eitrig), Zwischenblutungen oder Blutungen nach dem Geschlechtsverkehr, eitriger Zervixschleim oder bei Männern Schmerzen beim Wasserlassen, schleimig(-eitriger) Harnröhrenausfluss, Harnröhrenbeschwerden bis hin zur Harnröhrenentzündung ist die **Diagnose ohne großen Aufwand** mit Hilfe des **CLEARTEST Chlamydia** ausschließlich in einer Facharztpraxis durchzuführen.

VARIANTEN

Typ	PZN	REF	VE
Chlamydia	01103647	C3 10065-10	10 Teste
Chlamydia	05956795	C3 10065	20 Teste

DATENBLATT - BESTELLFORMULAR

CLEARTEST Chlamydia, Kassettenschnelltest

BESTELLISTE (VOM KUNDEN AUSZUFÜLLEN)

Artikel	REF	VE	Menge

zzgl. gesetzl. MwSt.

Persönliche Angabe:

Kundennummer:

Firma:

Vorname / Nachname:

E-Mail:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Hiermit bestelle ich verbindlich:

Stempel / Adresse

Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs. Unsere gültigen AGBs finden Sie unter: <https://www.servoprax.de/en/terms-and-conditions--/>