

DATENBLATT**M-Spray Öl****PRODUKTBILDER****PRODUKTBESCHREIBUNG**

Zur Schmierung von beweglichen, technischen Teilen, wenn Paraffinum Liquidum für die Pflege zugelassen ist! Speziell zur Schmierung und Vorbeugung gegen Rostbildung von metallischen Gegenständen hervorragend geeignet! Enthält keine Reizstoffe, gute Verträglichkeit. Mit verbessertem, roten Sprühkopf und Sprührohr zum besseren Zielen. Material aus ca. 20 - 30 cm ansprühen, ein dünner Filmauftrag ist vollkommen ausreichend.

Inhalt: 400 ml Paraffin flüssig

VARIANTEN

Inhalt	UK	REF	VE
400 ml	12 Stück	17 1010	1 Stück

DATENBLATT - BESTELLFORMULAR

M-Spray Öl

BESTELLLISTE (VOM KUNDEN AUSZUFÜLLEN)

Artikel	REF	VE	Menge

zzgl. gesetzl. MwSt.

Persönliche Angabe:

Kundennummer:

Firma:

Vorname / Nachname:

E-Mail:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Hiermit bestelle ich verbindlich:

Stempel / Adresse

Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs. Unsere gültigen AGBs finden Sie unter: <https://www.servoprax.de/en/terms-and-conditions--/>