

DATENBLATT**Mediware chirurgischer Mundschutz zum Binden, 3-lagig****PRODUKTBILDER****PRODUKTBESCHREIBUNG**

Aus zelluloser Filterfolie

- Ausgezeichnete Filterleistung 98 % BFE
- Glasfaserfrei
- Besonders leicht
- Angenehmes Tragen
- Weicher Nasenbügel
- Hautsympatisch
- Flüssigkeitsabweisend

EN 14683:2019 + AC:2019. Typ IIR

Farbe: eine Seite: blau/ eine Seite: weiß

MediWare Mundschutz TYP IIR, 3-lagig aus PP

Der Mundschutz Typ IIR ist eine OP-Maske mit ausgezeichneter Filterwirkung.

Das „R“ in der Bezeichnung zeigt an, dass der Mundschutz resistent gegen Aerosole, Flüssigkeiten und Blut ist.

Die Maske erfüllt somit alle Anforderungen für den medizinischen Gebrauch - auch für OP-Bereiche geeignet.

Das Material ist weich und angenehm zu tragen.

VARIANTEN**REF**

01868

DATENBLATT - BESTELLFORMULAR

Mediware chirurgischer Mundschutz zum Binden, 3-lagig

BESTELLLISTE (VOM KUNDEN AUSZUFÜLLEN)

Artikel	REF	VE	Menge

zzgl. gesetzl. MwSt.

Persönliche Angabe:

Kundennummer:

Firma:

Vorname / Nachname:

E-Mail:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Hiermit bestelle ich verbindlich:

Stempel / Adresse

Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs. Unsere gültigen AGBs finden Sie unter: <https://www.servoprax.de/en/terms-and-conditions--/>