

DATENBLATT

Servocare Cervicalstütze Standard

PRODUKTBILDER



PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Cervicalstütze für ihren Komfort

Die Servocare Cervicalstütze Standard unterstützt eine stabile und komfortable Lagerung der Halswirbelsäule. Durch ihre anatomische Form mit integriertem Kinnausschnitt bietet sie eine stabile Fixierung und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.

Der verwendete thermosensitive Schaumstoff passt sich der Körperform an und ist mit einem Textilüberzug versehen. Lange Klettverschlusslaschen ermöglichen eine einfache und individuelle Anpassung. Die Cervicalstütze ist beige gehalten, in vier Größen erhältlich und einzeln kartonverpackt.

VARIANTEN

Groesse	Durchmesser	Hoehe	PZN	REF	VE
Klein	36 - 40 cm (Nacken)	7 cm (Kinnhöhe)	05956708	H7 899	1 Stück

DATENBLATT (Fortsetzung)

Groesse	Durchmesser	Hoehe	PZN	REF	VE
Mittel	40 - 44 cm (Nacken)	8 cm (Kinnhöhe)	05956602	H7 900	1 Stück
Groß	44 - 48 cm (Nacken)	10 cm (Kinnhöhe)	05956743	H7 901	1 Stück
Extra-Groß	48 - 52 cm (Nacken)	11 cm (Kinnhöhe)		H7 902	1 Stück

DATENBLATT - BESTELLFORMULAR

Servocare Cervicalstütze Standard

BESTELLISTE (VOM KUNDEN AUSZUFÜLLEN)

Artikel	REF	VE	Menge

zzgl. gesetzl. MwSt.

Persönliche Angabe:

Kundennummer:

Firma:

Vorname / Nachname:

E-Mail:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Hiermit bestelle ich verbindlich:

Stempel / Adresse

Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs. Unsere gültigen AGBs finden Sie unter: <https://www.servoprax.de/en/terms-and-conditions--/>