

DATENBLATT**Lifeguard Rettungsdecke****PRODUKTBILDER****PRODUKTBESCHREIBUNG**

Für sofortigen Kälte-/Hitzeschutz

Verwendungshinweise**Als Kälteschutz:**

Gold/Grünseite nach außen, Silberseite nach innen: Körperwärme wird reflektiert.

Als Hitzeschutz:

Silberseite nach aussen, Sonnenstrahlen werden reflektiert.

**VARIANTEN**

Farbe	Masse	REF	VE
gold-silber	160 x 210 cm	H1 16902	1 Stück
grün-silber	160 x 210 cm	H1 16904	1 Stück

DATENBLATT - BESTELLFORMULAR

Lifeguard Rettungsdecke

BESTELLLISTE (VOM KUNDEN AUSZUFÜLLEN)

Artikel	REF	VE	Menge

zzgl. gesetzl. MwSt.

Persönliche Angabe:

Kundennummer:

Firma:

Vorname / Nachname:

E-Mail:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Hiermit bestelle ich verbindlich:

Stempel / Adresse

Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs. Unsere gültigen AGBs finden Sie unter: <https://www.servoprax.de/en/terms-and-conditions--/>