

**DATENBLATT****E-Bone Splint Set****PRODUKTBILDER****PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die Universalschiene im Rettungsdienst

- Paßt in jeden Rettungskoffer/Tasche
- Die große Vielseitigkeit läßt die Schienung aller Extremitäten und Halswirbelsäule zu, sowie die Behandlung einer Vielzahl unterschiedlicher Verletzungsarten
- Kein Verkleben mit Wunden, kann länger angelegt bleiben.
- Blut- und Körperflüssigkeitsabweisend
- Röntgendurchlässig
- Leicht, temperaturstabil
- Mehrfach verwendbar
- Individuell zuschneidbar
- Einfach zu lagern (zusammenfaltbar)
- Sehr gute Haltbarkeit
- Besonders preiswert, länger als Vergleichsprodukte E-BONE SPLINT SCHIENEN

Jetzt 14 % mehr Schiene! Diese Splint-Schienen aus schaumstoffbeschichtetem Aluminium haben sich überall durchgesetzt:

Rettungsdienst, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Bergwacht, Krankenhäuser, Neonatologie, Sportmedizin, Schulmedizin, Arbeitsmedizin, Schnelleinsatzgruppen, u.v.m.

Anwendung: Cervicalstütze, Unterarmschiene, ganzes Bein, Fingerschiene, Unterarm, Unterschenkelschiene, Schulter und Arm. Auch ideal als Infusionsschiene.

**VARIANTEN**

Typ	PZN	REF	VE
Lifeguard E-Bone Splint > Set: 1 Standard-Splint 100 x 11 cm, 1 Mini-Splint 50 x 11 cm, 2 Finger-Splints 5 x 11 cm, 2	02819098	N5 0250S	1 Set

**DATENBLATT - BESTELLFORMULAR**

**E-Bone Splint Set**

**BESTELLISTE (VOM KUNDEN AUSZUFÜLLEN)**

Artikel	REF	VE	Menge

zzgl. gesetzl. MwSt.

**Persönliche Angabe:**

Kundennummer:

---

Firma:

---

Vorname / Nachname:

---

E-Mail:

---

Straße, Hausnummer:

---

PLZ, Ort:

---

**Hiermit bestelle ich verbindlich:**

Stempel / Adresse

\_\_\_\_\_  
Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs. Unsere gültigen AGBs finden Sie unter: <https://www.servoprax.de/en/terms-and-conditions--/>