

DATENBLATT

Neopoint Einweg-Sicherheitsaufziehkanüle, stumpf, ohne Filter

PRODUKTBILDER



PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Besondere an der Einweg-Sicherheitsaufziehkanüle ist der 45° Schliff, der für weniger Ausstanzungen bei Mehrdosenbehältnissen sorgt. Dadurch wird das Risiko von Verunreinigungen und Kontaminationen reduziert und somit die Sicherheit für den Patienten erhöht.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass unser Instrument nicht zur Injektion geeignet ist, sondern für die Vorbereitung und Verabreichung von Medikamenten auf andere Weise dient. Dabei ist unser Instrument mit einem Luer-Ansatz ausgestattet, der eine Verbindung zu einer Vielzahl von Adaptern ermöglicht.



Um höchste Hygienestandards zu gewährleisten, wird unser Instrument einzeln und steril geblistert. Dadurch ist es vor Keimen und anderen äußeren Einflüssen geschützt und kann direkt nach dem Öffnen verwendet werden.



VARIANTEN

Gauge	Laenge	Durchmesser	Farbcode	PZN	REF	VE
18 G x 1 1/2"	38 mm	1,2 mm	rot	16955445	L1 0400	100 Stück

DATENBLATT - BESTELLFORMULAR

Neopoint Einweg-Sicherheitsaufziehkanüle, stumpf, ohne Filter

BESTELLISTE (VOM KUNDEN AUSZUFÜLLEN)

Artikel	REF	VE	Menge

zzgl. gesetzl. MwSt.

Persönliche Angabe:

Kundennummer:

Firma:

Vorname / Nachname:

E-Mail:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Hiermit bestelle ich verbindlich:

Stempel / Adresse

Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs. Unsere gültigen AGBs finden Sie unter: <https://www.servoprax.de/en/terms-and-conditions--/>