

DATENBLATT

Projet II Ohrspülgerät

PRODUKTBILDER



PRODUKTBESCHREIBUNG

Projet II Ohrspülgerät

Das Projet II Ohrspülgerät ermöglicht eine schnelle und hygienische Entfernung von Ohrenschmalz und Fremdkörpern aus dem Gehörgang. Durch das kompakte Design und das ergonomische Handstück mit integriertem Regelventil lässt sich der Wasserfluss gezielt steuern.

Die Bedienung erfolgt komfortabel über einen Fußschalter, sodass beide Hände für die Behandlung frei bleiben. Die schmalen, atraumatischen Spitzen unterstützen eine sichere Anwendung und erleichtern die präzise Ausrichtung des Spülstrahls.

Ein extra langer Versorgungsschlauch sowie ein langes Netzkabel sorgen für einen großen Arbeitsradius. Das flache Bedienfeld erleichtert die Reinigung, während die integrierte Vorratsbox eine praktische Aufbewahrung der Einweg-Tips ermöglicht. Das Gerät arbeitet geräuscharm und ist wirtschaftlich im Betrieb.

Technische Daten

Netzspannung: 100 - 240 V / 50-60 Hz

Leistung: 12 W

Wasserbehälter: 500 ml

Förderleistung: ca. 2-3 Minuten / 500 ml

Abmessungen (H x B x T): 180 x 175 x 145 mm

Fußschalter: Ein-Pedal-Version

VARIANTEN

Typ	REF	VE
Einweg-Ohrtips für Projet und Projet II	I5 19061	100 Stück
Projet II Ohrspülsystem	I5 19070	1 Stück

DATENBLATT - BESTELLFORMULAR

Projet II Ohrspülgerät

BESTELLLISTE (VOM KUNDEN AUSZUFÜLLEN)

Artikel	REF	VE	Menge

zzgl. gesetzl. MwSt.

Persönliche Angabe:

Kundennummer:

Firma:

Vorname / Nachname:

E-Mail:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Hiermit bestelle ich verbindlich:

Stempel / Adresse

Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs. Unsere gültigen AGBs finden Sie unter: <https://www.servoprax.de/en/terms-and-conditions--/>