

DATENBLATT**Comfort Abwurfbehälter****PRODUKTBILDER****PRODUKTBESCHREIBUNG**

Fahrbarer Abwurfbehälter mit stabilem, leichtgängigem Fahrgestell aus Edelstahl zur Verwendung im OP oder in der Ambulanz.

- Fahrgestell aus Edelstahl mit 4 leichtgängigen Rollen
- Entnehmbarer Eimer mit abnehmbarem Deckel aus Chromnickelstahl (10 Liter)
- 4 Lenkrollen (50 mm Durchmesser, elektrisch leitfähig)
- Ohne Schiebegriff

VARIANTEN

Typ	REF	VE
OP-Abwurfbehälter	R8 40602	1 Stück

DATENBLATT - BESTELLFORMULAR

Comfort Abwurfbehälter

BESTELLLISTE (VOM KUNDEN AUSZUFÜLLEN)

Artikel	REF	VE	Menge

zzgl. gesetzl. MwSt.

Persönliche Angabe:

Kundennummer:

Firma:

Vorname / Nachname:

E-Mail:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Hiermit bestelle ich verbindlich:

Stempel / Adresse

Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs. Unsere gültigen AGBs finden Sie unter: <https://www.servoprax.de/en/terms-and-conditions--/>