

Lifetouch  
**multicheck PRO**

## Diagnostik-Set Lifetouch Multicheck PRO

Das dreifach Diagnostikset für Zuhause und die Arztpraxis

Mit dem Lifetouch Multicheck Pro messen Sie zuverlässig Ihre Risikowerte (mg/dl) direkt mit Vollblut aus der Fingerbeere:  
Blutzucker – bei Diabetes Harnsäure – bei Nierenproblemen, Übersäuerung und Gicht Cholesterol – bei Infarktgefahr und Stoffwechselstörungen



## ???descriptionFor??? Diagnostik-Set Lifetouch Multicheck PRO

Das dreifach Diagnostikset für Zuhause und die Arztpraxis

Das 3fach Diagnostik-Set ist das ideale Gerät, um Ihre Risikowerte immer im Blick zu haben und die bequeme Selbstkontrolle Zuhause auf einfachem Wege durchzuführen.

Das Diagnostik-Set bestehend aus:

- **1 Messgerät**
- 2 AAA Langzeitbatterien
- 1 Stechhilfe
- Lanzetten
- 25 Blutzucker-Testsensoren
- Bedienungsanleitung
- Tasche

Das Set ist kompakt und handlich wie ein Smartphone.

Das Dreifach Diagnostik-Set Lifetouch Multicheck PRO ist klinisch getestet und daher das perfekte Gerät für Sie Zuhause, wenn Sie bei Ihren Risikowerten auf der sicheren Seite sein wollen um sofort zu reagieren, wenn Werte außerhalb des Normbereiches liegen.

In der Arztpraxis ist es das ideale Gerät um vor der Untersuchung im Labor bereits eine Diagnostikhilfe zu haben und bei Risikopatienten sofort den richtigen Behandlungsweg angehen zu können.

Auf das Gerät haben Sie eine Garantie von 5 Jahren.

Das sollten Sie beim Einsatz des Lifetouch Multicheck PRO berücksichtigen:

### Messumgebung (Anzeige in mg/dl)

- Temperatur: +10 °C bis +40 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %
- Lagerung: -20 °C bis +55 °C

### Messzeit

- Cholesterol 15 Sekunden
- Harnsäure 5 Sekunden
- Blutzucker 5 Sekunden
- Messprinzip: Glucose Oxidase Biosensortechnologie
- Korrekturcode: 1 bis 49

### Messbereiche

- Cholesterol: 103 bis 413 mg/dl
- Harnsäure: 1,5 bis 20 mg/dl
- Blutzucker: 20 bis 600 mg/dl
- Haematokrit: 20 bis 60 %
- Probenmenge: 2 µL Vollblut oder venöses Blut

Gewicht: 110 g

Format: 111 x 59 x 16 mm

??cats.Type??	??cats.PZN??	??VE??	??REF??
<b>Lifetouch Multicheck PRO Set</b>			
Dreifach-Diagnostik-Set	11304341	1 Set	C3 520
<b>Lifetouch Multicheck PRO Sensoren</b>			
Blutzucker-Sensoren	11304358	50 Teste	C3 530
Harnsäure-Sensoren	11304370	25 Teste	C3 540
Harnsäure-Sensoren	11304387	10 Teste	C3 550
Cholesterol-Sensoren	11304393	25 Teste	C3 570
Cholesterol-Sensoren	11304424	10 Teste	C3 580
<b>Lifetouch Multicheck PRO Kontrolllösung, 3,75 ml</b>			
Cholesterin-Kontrolllösung	11362232	1 Stück	C3 525
Blutzucker-Kontrolllösung	11362249	1 Stück	C3 526
Harnsäure-Kontrolllösung	11362255	1 Stück	C3 527